

Dragonfly

Lampe frontale sans fil



DIFFUSION
LASER & TECHNOLOGY
www.diffusion-laser.com



Importateur exclusif
Résidence de Virgice
18 rue de la Duchesse de Chartres
60500 Vineuil-Saint-Firmin
Mobile : +33 (0) 611 417 010
Mail : contact@nf-diffusion.com

35 000 LUX

Dragonfly fournit une intensité lumineuse plus forte, pour permettre un travail avec des grossissements plus élevés.



100 mm



CRI > 90 %

Légère

Répartition du poids optimisée, conçue de manière ergonomique pour reposer en toute légèreté sur vos loupes






Sans fil

La liberté de mouvement augmente le confort et l'efficacité

Compatible

Peut être monté sur la plupart des modèles de loupe



Commandes faciles à utiliser

Fonctionnement simple avec commandes à touche pour ALLUMER/ÉTEINDRE et régler l'intensité lumineuse



600 mAh

Batterie au lithium haute capacité pour une durée de vie prolongée de la batterie



zone tactile



- Appuyez une fois pour obtenir le réglage le plus lumineux.
- Appuyez deux fois pour une luminosité moyenne.
- Appuyez trois fois pour obtenir la luminosité la plus faible.
- Appuyez quatre fois pour éteindre l'appareil.

Remplacement de la batterie rapide et facile

Activé par support magnétique.






Réglage de l'angle

La lampe frontale peut être réglée vers le haut et vers le bas



Paramètre

Intensité	35 K LU
Poids	27 g
Durée	2 h
Durée de	1,25 h
Batteries	3 unit
Temp. de	5 750
Filtre jaune	Externe
Couleur	 BLEU  DORÉ  GRIS

